

Термометр электронный «Интеграл ТЭ-04»

ТУ РБ 100024593.035-2004 изм.№3
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.4716/1412



Термометр электронный цифровой "ИНТЕГРАЛ ТЭ-04" (далее - термометр) предназначен для измерения температуры тела человека в быту и медицинских учреждениях.

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА. РЕКЛАМА.**

Основные технические данные:

Показания измеренной температуры отображаются на пятиразрядном жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) в цифровом виде.

Термометр обеспечивает выполнение следующих функций:

- измерение и индикация температуры тела человека в диапазоне от 32,00 до 42,00 °С с дискретностью 0,01°С;
- автоматическое тестирование работоспособности;
- запоминание последнего значения измеренной температуры;
- включение/выключение режима измерения температуры нажатием кнопки управления;
- автоматическое выключение при отсутствии любых манипуляций с термометром в течение не более 30 мин;
- звуковая индикация при включении/выключении и по окончании измерения температуры;
- индикация разряда элемента питания;
- индикация измеряемой температуры в градусах шкалы Цельсия и Фаренгейта (как справочное значение).

Абсолютная погрешность измерения температуры – $\pm 0,10$ °С в диапазоне температур от 32,0 до 42,0°С включительно.

Срок энергетической автономности термометра (ресурс элемента питания) – не менее 2 лет.

Масса термометра – не более 20 г.

Габаритные размеры – 121,6 x 6,9 x 17,2 мм

Термометр работоспособен при воздействии:

- температур окружающей среды от 10 до 50 °С;
- повышенной влажности воздуха до 98 % при 35 °С.

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА. РЕКЛАМА.**

Контакты:

**Филиал «Завод «Электроника»
ОАО «ИНТЕГРАЛ»-
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
ул. Корженевского, 14, г. Минск, 220108,
Республика Беларусь
тел./факс: (+375 17) 398 12 84, (+375 17) 212 44 22
тел.: (+375 17) 398 18 80, (+375 17) 212 39 16
E-mail: elmark1@integral.by,
www.zavod-electronica.by**